

EGO REINIGUNGSTUCH CLEAN

est un chiffon de nettoyage pré-humidifié et se compose d'un non-tissé imprégné d'une solution de nettoyage douce à base d'eau. Les chiffons doux et absorbants nettoient les surfaces sans les détruire.

PROPRIÉTÉS

Le produit se distingue par les caractéristiques suivantes:

facile à utiliser · ne contient pas de substances dangereuses · contient de la lanoline pour protéger les mains · utilisable pour un grand nombre de domaines d'application · ne laisse pas de résidus sur les surfaces · très efficace en termes de pouvoir nettoyant · dans un distributeur-doseur pratique et maniable · pas de danger pour l'environnement · sans étiquetage · longue durée de conservation dans le récipient fermé La surface est nettoyée sans être endommagée · perforé pour le prélèvement d'une seule lingette · réduit nettement les temps de nettoyage résistant à la déchirure et ne peluche pas · odeur agréable et fraîche de citron · utilisation très universelle

DOMAINES D'APPLICATION

EGO REINIGUNGSTUCH CLEAN convient pour éliminer les produits d'étanchéité non durcis, y compris le silicone, le SMP, le polyuréthane et le polysulfure, des outils et d'une multitude de surfaces. Le EGO REINIGUNGSTUCH CLEAN élimine également les peintures, les colles et les résines humides.

Bonnes propriétés de nettoyage sur:

surfaces enduites · verre · plastique · surfaces peintes · métal

MISE EN OEUVRE

- 1 Ouvrir le distributeur de dosage et retirer la lingette.
 - 2 Essuyer soigneusement la surface ou l'outil souillé avec le chiffon afin d'éliminer toutes les salissures.
 - 3 Retirer un autre chiffon si nécessaire.
 - 4 Après avoir retiré les lingettes, bien refermer le bouchon de l'unité d'emballage pour éviter que les lingettes ne sèchent.
- * Notes:
- Le chiffon ne doit pas être utilisé pour le prétraitement/nettoyage du support avant les collages ou les jointoiements. Veuillez utiliser à cet effet les produits correspondants [EGO REINIGUNGSSPRAY, EGO REINIGER SOFT ou EGO REINIGER PRO].
 - En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.
 - La possibilité d'utiliser le produit sur des surfaces sensibles, telles que certaines matières plastiques, surfaces peintes ou revêtues, doit être testée au préalable sur une zone non visible.

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Propriétés	Résultat
Type de tensioactif	Amphotère / Non ionique
Apparence	Lingettes
Odeur	Citron
Couleur	blanc
Conditionnement	80 lingettes [6 pièces/carton, 90 cartons/palette]
Stockage	Peut être stocké dans son emballage d'origine: <ul style="list-style-type: none">▪ 24 mois

Observer les indications d'attention du Fiche de Sécurité de l'UE. Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Informations préalables ne sont plus en vigueur. Vérifiez si le produit est apte pour vos besoins. Notre responsabilité éventuelle est limitée à la valeur de notre produit soi-même. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non-conforme à nos renseignements. Il est interdit de donner au nom d'EGO des avis ou assurances qui dépassent le contenu de nos fiches d'information.